

# companion®

Das Erlebnis ist der Unterschied



## Lasertherapie

Der Problemlöser in Ihrem Team

Das vielseitigste Mitglied in ihrem Team. Von akut bis chronisch, von Wunden bis Arthritis und von Hunden bis Hasen – die Lasertherapie ist der Problemlöser in Ihrem Team. Schnelle, nicht-invasive Schmerzlinderung für Ihre Patienten, ganz ohne Medikamente und Chirurgie.

### Dosierung

Companion®-Therapielaser sind so abgestimmt, dass für jede Erkrankung, für jeden Patienten und bei jeder Behandlung die korrekte Dosis Laserenergie abgegeben wird. Die Protokolle wurden auf der Grundlage jahrelanger klinischer Forschungen entwickelt und bieten Ihnen Vertrauen und Konsistenz.

- **SmartCoat® Plus Technologie**  
Aufbau benutzerdefinierter Protokolle für einzelne Patienten
- **Empower IQ™**  
Intelligentes Verabreichungssystem mit Dosierungsanleitung
- **Erweiterte artenspezifische Protokolle**  
Hunde, Katzen, Pferde und Exoten



### Anwendung

Wirksame Behandlungen für jede Erkrankung mit anwendungsspezifischen Behandlungszusätzen wie dem patentierten Deep Tissue Applicator.

Die Vorteile des Deep Tissue Applicator:



**Kompression** bringt Sie dem Zielgewebe näher.



**Kollimation** reduziert Energieverluste.



**Brechungsindex** minimiert Lichtverluste bei der Übertragung.



**Reflexions-Lichtverluste** werden erheblich reduziert.



**Weichgewebearbeitung** wird während der Behandlung erreicht.

### Zuverlässigkeit

Die Kombination aus optimaler Dosierung und Verabreichung von Lösungen liefert konsistente und reproduzierbare Ergebnisse.

- **Patientenverfolgung**  
Einfache Speicherung und Wiederholung von Behandlungen
- **Flexible Architektur (offenes System)**  
Offen für Aufrüstungen und Aktualisierungen
- **Veterinärspezifisch**  
Langlebigkeit unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse
- **Innovative Erweiterungen**  
Optionales Companion Nanotherapie-Bundle für onkologische Behandlungen

**COMPANION®**  
ANIMAL HEALTH

# Companion Therapielaser



## CTS-DUO

Der Premium-Therapielaser von Companion

- Patientenverfolgung
- Intuitive Bedienoberfläche
- Perfect Protocol™
- SmartCoat® Technologie
- Artenspezifische Protokolle
- Erweiterte Behandlungsprotokolle
- Integrierte Videos
- Optionales Companion Nanotherapie-Bundle

### Enthält:

- 4 Jahre Garantie
- Empower IQ, 5 Aufsätze
- **NEUER** XL Deep Tissue Applicator
- Ersatzkabel
- Schnell-Einstieg-Programm
- Mobilitätskit
- Schulungsunterlagen als Lehrbuch und DVD

Leistung: 0,5–25 Watt

Betriebsarten: CW oder gepulst

Wellenlängen: 980/810 nm

Gewicht: 6,8 kg

Lasertyp: Klasse IV



## CTX-IQ

Der Top-Therapielaser von Companion

- Patientenverfolgung
- Intuitive Bedienoberfläche
- Perfect Protocol™
- SmartCoat® Technologie
- Artenspezifische Protokolle
- Integrierte Videos
- Batteriebetrieb

### Enthält:

- 4 Jahre Garantie
- Empower IQ, 4 Aufsätze
- Ersatzkabel
- Starthilfeprogramm
- Mobilitätskit
- Schulungsunterlagen als Lehrbuch und DVD

Leistung: 0,5–15 Watt

Betriebsarten: CW oder gepulst

Wellenlängen: 980/810 nm

Gewicht: 4,1 kg

Lasertyp: Klasse IV



## CTX

Exzellente Ergebnisse, erschwinglicher Einstieg

- Intuitive Bedienoberfläche
- Perfect Protocol™
- SmartCoat® Technologie
- Artenspezifische Protokolle
- Integrierte Videos
- Batteriebetrieb

### Enthält:

- 3 Jahre Garantie
- Empower DS, 4 Aufsätze
- Ersatzkabel
- Standard Marketing Kit
- Transportbox

Leistung: 0,5–15 Watt

Betriebsarten: CW oder gepulst

Wellenlängen: 980/810 nm

Gewicht: 3,8 kg

Lasertyp: Klasse IV

## Das Companion-Versprechen



### Belege

Companion bietet Produkte, die nachgewiesen exzellente klinische Ergebnisse liefern.

### Bildung

Bildungschancen in jeder Phase Ihrer Lernphase.

### Partnerschaft

Unser Team aus Vertriebs-, Klinik-, Geschäfts- und Kundendienstmitarbeitern bietet Ihnen Unterstützung – bei jedem Schritt auf Ihrem Weg.

[CompanionAnimalHealth.com](http://CompanionAnimalHealth.com)

☎ 302-709-0408

✉ [info@companiontherapy.com](mailto:info@companiontherapy.com)

